

Beställning av TENS-tillbehör för privatpersoner

Nedan finner du de vanligaste tillbehören vid behandling med TENS. De flesta tillbehören finns att köpa på apoteken. Logga in på vår E-shop, www.fysioett.se, för att beställa.




Elektroder


| | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|
| <p>Dura Stick Premium (tidigare Originale)</p> <p>Dura Stick Premium är tillverkad av tunn och smidig specialväv vilket gör att den fäster utmärkt även på ojämna kroppsdelar. Dura Stick Premium har dessutom en överlägset god ledningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Premium håller 20 – 40 behandlingar.</p> | | | | | | |
| | ø 32 mm | 40x60 mm | 50x100 mm | 80x130 mm | 50x90 mm | |
| | Artikelnummer | 42205 | 42207 | 6220700 | 42208 | 42210 |
| | Apotekkedjornas varunummer | - | 210747 | 210748 | - | - |
| | Antal | 4 st/fp | 4 st/fp | 4 st/fp | 2 st/fp | 4 st/fp |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------|----------|----------|---------|
| <p>Dura Stick Plus (tidigare Stimtrode)</p> <p>Dura Stick Plus är en standardelektrod av traditionell elektrodväv. Dura Stick Plus har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga för sin prisklass. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Plus håller 20 – 40 behandlingar.</p> | | | | | | |
| | | | ø 32 mm | 50x50 mm | 50x90 mm | |
| | Artikelnummer | | | 42219 | 42198 | 42199 |
| | Apotekkedjornas varunummer | | | 210749 | 210750 | 210751 |
| | Antal | | | 4 st/fp | 4 st/fp | 4 st/fp |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|----------|----------|---------|
| <p>Dura Stick Premium (tidigare Pals Platinum blue)</p> <p>Dura Stick Premium-elektrodens gel är skonsammare än den på vanliga självhäftande elektroder och passar därför dig med extra känslig hud. Elektroden fungerar dessutom utmärkt på håriga kroppsdelar. Elektroden har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs för applicering. Håller 20 – 40 behandlingar.</p> | | | | | | |
| | Storlek | | | 40x90 mm | 50x50 mm | |
| | Artikelnummer | | | | 42212 | 42211 |
| | Apotekkedjornas varunummer | | | | - | - |
| | Antal | | | | 4 st/fp | 4 st/fp |

Elektroder

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Cefar Easy Självhäftande elektroder till Cefar Easy. | | | |  |
| Storlek | | | | 50x50mm 50x100mm |
| Artikelnummer | | | | 42201 42202 |
| Apotekkedjornas varunummer | | | | - 210756 |
| Antal | | | | 4 st/fp 4 st/fp |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Kolgummielektrod Flergångselektrod av silikongummi med inblandning av kolpulver, vilket är elektriskt ledande. De ledande egenskaperna försämras efterhand och elektroderna behöver bytas ut efter 4–6 månaders användning. Används antingen med Blågel och tejp eller klistrande gel, Tacgel. | | | |  |
| Storlek | | | | ø 35 mm 35x50mm 50x100mm |
| Artikelnummer | | | | 1312 1310 1311 |
| Apotekkedjornas varunummer | | | | - - - |
| Antal | | | | 2 st/fp 2 st/fp 2 st/fp |

Elektrodgel och tejp

| Artikelnummer | Produktinfo |
|---------------|------------------------------------|
| 1330 | Cefar Blågel 250 g |
| CC1331 | Cefar Tacgel 50 g (klistrande gel) |
| 1340 | Tejp Omnifilm 50 mm x 9,1 m |



Anslutningsladdar

| Artikelnummer | Produktinfo |
|---------------|---|
| 1240 | 2 st. Passar till CEFAR PRIMO PRO, CEFAR BASIC, CEFAR FEMINA, CEFAR PERISTIM PRO, CEFAR MYO X2, CEFAR ACTIV X2. |
| 1300 | 2 st. Passar till CEFAR PRIMO, CEFAR PRIMO EASY. Vinklad kabel. Svart. |
| 2101 | Passar till CEFAR STEP II, CEFAR DUMO, CEFAR BIRTH, CEFAR PERISTIM. Grå. |
| 1260 | Anslutningsladd till CEFAR EASY. 1,4m. Vit. |

Batterier och laddare

| Artikelnummer | Produktinfo |
|---------------|---|
| 1570 | Laddningsenhet till 1,2 V AA batteri (5h laddare) |
| 1575 | 2 st 1,2 V AA, laddningbart batteri (1800mAh) |

Besök www.fysioett.se för att göra din beställning via vår E-shop



DJO Nordic AB
Murmansgatan 126–212 25 Malmö
Tel +46 40 39 40 00 – Fax + 46 40 39 40 99
E-post order.nordic@DJOglobal.com